

Uitleg over de test VRE



U heeft **een envelop** gekregen met hierin:


- 3 Buisjes met wattenstok
- 3 Stickers met uw naam en streepjescode
- Zakje met blaadje dat vocht kan opnemen
- Plastic doos
- Witte dikke envelop

U gebruikt 1 buisje met wattenstok per dag (3 dagen achter elkaar). Voor ieder buisje volgt u stap 1 t/m 4.




Stap 1. Handen wassen

Was eerst uw handen met water en zeep.




Stap 2. Verpakking met het buisje openen

- Maak de verpakking met het buisje open.
- Zet het buisje rechtop in een beker. Dan kan de vloeistof er niet uit.
- Draai de dop van het buisje.



Stap 3. Test afnemen

- U steekt het wattenstokje 1 cm in uw poepgat.
- U draait het stokje rond.



Stap 4. Wattenstok terug in het buisje doen

- Doe de wattenstok in het buisje.
- Breek de wattenstok langs de rode breeklijn af.
- Draai het dopje er op.
- Plak 1 sticker met uw naam op het buisje.
- Zet het buisje rechtop. Bewaar deze op kamertemperatuur

Uitleg over de test VRE

Als u na 3 dagen 3 buisjes heeft gebruikt, volgt u stap 5 t/m 7:



Stap 5. De 3 buisjes verpakken

- In het zakje zit een wit blaadje. Dit laat u erin zitten.
- Doe de 3 buisjes in het zakje.
- Plak het zakje dicht.
- Doe het zakje in de plastic doos.



Stap 6. In envelop

- Doe de plastic doos met de buisjes in de stevige envelop.
- Rits de envelop dicht.



Stap 7. Opsturen

Post de envelop in de brievenbus.

Heeft u een vraag?

U kunt bellen met afdeling infectiepreventie.
Telefoonnummer: xxx.
Op werkdagen tussen xx.xx en xx.xx uur.